

FICHA TÉCNICA

Lavaojos solución salina R130



Descripción

Lavaojos portátil de emergencia con dosificador ocular para aplicar directamente sobre el ojo.

Cada botella está sellada y lleva su fecha de caducidad.

Expira a los 3 años.

Incluye unas instrucciones con pictogramas para facilitar su uso.

“Donde no haya disponible un grifo lavaojos para irrigación de los ojos, un litro de agua esterilizada o una solución salina esterilizada (0.9 %) en contenedores desechables deberían ser utilizados” *Approved Code of Practice*

tiempo de irrigación: 3 minutos por bote

Para su uso, girar la tapa como indica el dibujo y aclarar el ojo cuidadosamente.

Solución de cloruro de sodio B.P. al 0.9 % en agua purificada.

Contenido: 500 mL

Peso: 570 gr

PRECAUCIONES:

- Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 25 °C
- Cualquier residuo que quede en la botella debe ser desechado una vez abierta. No reutilizar.



Aplicaciones

Lavaojos de emergencia para utilizar en caso de no disponer de lavaojos fijos. Ideal para personas que realizan trabajos en distintos lugares.

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732