

specialized working gloves

safety, design & comfort

**UNITRIL E**

ref. 2100

UNITRIL LP

ref. 2000

UNITRIL LP 30

ref. 2500

**DESCRIPCION**

UNITRIL E: Guantes de nitrilo. No estériles. Empolvados. Libre de siliconas. No contiene proteínas. Puño con borde. Ambidextros. 240 mm longitud mínima. Calidad AQL 1.5.

UNITRIL LP / UNITRIL LP 30: Guantes de nitrilo. No estériles. Sin empolverar. No contiene proteínas. No contiene silicona. Ambidextros. Calidad AQL 1.5.

Unitril LP: 240 mm longitud. **Unitril LP 30:** 300 mm longitud.

EMPLEOS ACONSEJADOS

UNITRIL E: Hospitales (para exámenes). Laboratorios. Diagnóstico. Terapia. Limpieza. Pintura. Jardinería.

UNITRIL LP / UNITRIL LP 30: Aprobados para el manejo de alimentos. Hospitales (para exámenes). Laboratorios. Diagnóstico. Terapia. Montajes pequeñas piezas. Limpieza. Pintura. Jardinería.



unitril e 2100



unitril lp 2000



unitril lp 30 2500

**FEATURES**

UNITRIL LP/UNITRIL LP BL/UNITRIL E: Non-sterile. Powder free. Protein free. Silicone free. Ambidextrous. Quality AQL 1.5. Unitril E: Powdered. Bordered cuff. Ambidextrous. 240 mm minimum length. UNITRIL LP/UNITRIL LP 30: Non-sterile. Powder free. Protein free. Silicone free. Ambidextrous. Quality AQL 1.5. Unitril LP: 240 mm length. Unitril LP 30: 300 mm length.

RECOMMENDED USE

UNITRIL LP/UNITRIL LP BL/UNITRIL LP/UNITRIL LP 30: Tested and approved for food handling. Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning, Painting, Gardening. UNITRIL E: Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning, Painting, Gardening.

**TRAITS**

UNITRIL LP/UNITRIL LP BL/UNITRIL E: Non-steriles. Non-poudrés. Libre de silicone. Libre de Protéine. Ambidextres. Qualité AQL 1.5. Unitril E: Poudrés. Bordé brassard. Ambidextre. 240 mm de longueur minimum. UNITRIL LP/UNITRIL LP 30: Non-steriles. Non-poudrés. Libre de silicone. Libre de Protéine. Ambidextres. Qualité AQL 1.5. Unitril LP: 240 mm de longueur. Unitril LP 30: 300 mm de longueur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

UNITRIL LP/UNITRIL LP BL/UNITRIL LP/UNITRIL LP 30: Approuvés pour la manipulation d'aliments, le travail dans les hôpitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, les diagnostics, la thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie. UNITRIL E: Le travail dans les hôpitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, les diagnostics, la thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie.

**CHARACTERÍSTICAS**

UNITRIL LP/UNITRIL LP BL/UNITRIL E: No estériles. Sem polvilhar. Não contém proteínas. Não contém silicone. Ambidextros. Qualidade: AQL 1.5. Unitril E: Polvilhadas. Ladeado manguito. Ambidextro. 240 milímetros de comprimento mínimo. Qualidade: AQL 1.5. UNITRIL LP/UNITRIL LP 30: Não estériles. Sem polvilhar. Não contém proteínas. Não contém silicone. Ambidextros. Qualidade AQL 1.5. Unitril LP: 240 mm comprimento. Unitril LP 30: 300 mm comprimento.

USO RECOMENDADO

UNITRIL LP/UNITRIL LP BL/UNITRIL LP/UNITRIL LP 30: Aprobados para o manejo de alimentos, hospitais (para exames), laboratórios, diagnóstico, terapia, limpeza, pintura, jardinaria. UNITRIL E: Hospitais (para exames), laboratórios, diagnóstico, terapia, limpeza, pintura, jardinaria.